

5×RNA loading buffer

5×RNA 上样缓冲液

产品编号	产品名称	规格
BL544A	5×RNA loading buffer	1 ml

产品简介:

本制品是RNA琼脂糖凝胶电泳专用的Loading Buffer。使用时注意避免RNase的污染。

5×RNA loading buffer的组成:

EDTA	5 mM
Glycerol	50 %
Bromophenol Blue	0.125%
Xylene Cyanol FF	0.0125%

使用说明:

向RNA样品中加入1/4量的本制品，如4μl RNA样品中加入1μl本制品，混匀后上样电泳。

注意事项:

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

室温运输，-20℃保存。自收到之日起，适当条件下保存，两年内有效。