

5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

产品编号	产品名称	规格
BL603B	5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液	500 mL

产品简介:

5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液是用于蛋白变性聚丙烯酰胺凝胶电泳实验（SDS-PAGE）中的缓冲试剂。本产品按常规方法配制而成，为5×浓缩液，便于储存、操作简便。

主要成分:

Tris-base	125 mM
甘氨酸	1.25 M
SDS	0.5 %

使用方法:

本产品为5×浓缩液，临用前稀释成1×工作浓度：取100ml的5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液，加入蒸馏水或去离子水定容至500 ml混匀。

注意事项:

1、本产品为高倍浓缩液，环境温度较低时可能会有结晶析出，可加热助溶，待溶解完全后再进行稀释使用；密封保存，防止污染。

2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴手套操作。

保存条件:

室温保存，一年有效。